



SPEIKOSEPT CHX 2 %

Zusammensetzung: Lösung enthält 2 % Chlorhexidindigluconat

Anwendungsgebiete:

Zur Desinfektion kontaminierter Wurzelkanalinstrumente während der Wurzelkanalbehandlung.

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Eine ausreichende Menge der Flüssigkeit in ein geeignetes Gefäß geben. Die gebrauchten Instrumente werden nach der Verwendung in die Flüssigkeit eingebracht. Auf Grund der bakteriziden Wirkung des Chlorhexidindigluconats ist von einer raschen Keimzahlverminderung auszugehen. Der Tensidzusatz des Produkts gewährleistet eine rasche und vollständige Ablösung behandlungsbedingter Rückstände vom Instrument. Ein Abspülen der Instrumente ist nicht erforderlich. Vor der Sterilisation empfiehlt sich eine weitere Aufbereitung der Instrumente.

Hinweise:

Dieses Medizinprodukt darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.
Nach Gebrauch Flasche wieder dicht verschließen und bei Raumtemperatur lagern.
Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Handelsform:

Flüssigkeit : Inhalt 30 ml, Artikel-Nr. 1056
Flüssigkeit : Inhalt 100 ml, Artikel-Nr. 1070

Stand der Information: November 2005

SPEIKO®- Dr. Speier GmbH Postfach 7204 D-48039 Münster
Telefon 0251/789040 Telefax 0251/7890422 E-Mail: info@speiko.de www.speiko.de

Printed in Germany Imprimé en Allemagne



SPEIKOSEPT CHX 2 %

Composition: Solution contains 2 % chlorhexidin-digluconate

Applications:

Disinfection of contaminated root canal instruments during treatment of root canals

Dosage instructions, form and duration of application:

Pour a sufficient amount of liquid into an appropriate vessel. Immerse used instruments in the liquid after use. A reduction of the number of bacteria can be anticipated on account of the bactericidal mode of action of chlorhexidin-digluconate. The addition of surfactants to the product ascertains that remnants adhering from treatment are rapidly and completely detached from the instruments. Subsequent rinsing of the instruments is not necessary. Additional preparation of the instruments before sterilising is recommended.

Special instructions:

This medical product must not be used after its shelf-life has expired.
Close bottle tightly after use and store at room-temperature.
Keep this medical product out of the reach of children.

Available in the following packs:

Liquid	contents	30 ml,	Article-No.	1056
Liquid	contents	100 ml,	Article-No.	1070

Status: november 2005



SPEIKOSEPT CHX 2 %

Composition :

Solution contient 2 % de chlorhexidine digluconate

Indications thérapeutiques :

Pour la désinfection d'instruments contaminés pour canaux radiculaires au cours du traitement du canal radiculaire.

Posologie, mode et durée d'administration :

Versez une quantité suffisante de liquide dans un récipient approprié. Après emploi, déposez les instruments dans le liquide. L'effet bactéricide du chlorhexidine digluconate laisse présupposer une réduction rapide des germes pathogènes. L'adjonction de tensides du produit assure un détachement complet et rapide de résidus de produits de traitement adhérent à l'instrument. Un lavage des instruments est superflu. Avant la stérilisation, il est recommandé de soumettre les instruments à un traitement supplémentaire.

Remarques importantes :

Ce produit médical ne doit plus être utilisé une fois que sa date limite d'utilisation est dépassée.
Après emploi, le flacon doit être stocké refermé de manière bien étanche et à température ambiante.
Ce produit médical doit être rangé hors de la portée d'enfants.

Présentation :

Liquide	contenu	30 ml,	Référence	1056
Liquide	contenu	100 ml,	Référence	1070