

SPEIKO® - Dr. Speier GmbH
Informations produit pour l'utilisateur
A lire attentivement s.v.p.

Preformes palatines SPEIKO

Composition:

Nos Preformes palatines sont d'une matiere Synthetique, transparente, flexible et thermo-formable.

Applications:

Après leur integration dans une prothese pour mâehoire superieure elles fournissent une reproduction des raphes naturels du palais et peuvent etre employees plusieurs fois.

Type de l'application:

Rendre malleable la Preforme a l'aide d'air chaud ou d'eau chaude et l'ajuster sur le modele de plâtre avant le montage en eire. A ee but, couper la preforme palatine sur les bords exterieurs en fonction de la mesure du modele, la rechauffer et l'appliquer sur le Modele avec uns legere pression. Mettre la preforme palatine de cöte et la conserver pendant les travaux de montage. Monter la prothese eomme d'habitude avec de la eire rose. Après l'essayage de la prothese en eire fixer le montage sur le modele en appliquant de la eire de fac;on eireulaire sur les bords. Poser la preforme preparee avec le eöte palais sur la base de eire, en dessiner les contours et decouper la base de eire selon le dessin. Puis plaeeer la preforme dans le montage et l'enduire proprement de eire. Mettre la prothese en revetement comme d'habitude, l'echauffer et puis retirer la preforme apres l'ebouillantage.

Forme de distribution:

Preformes palatines SPEIKO Contenu: 6 pcs. ref. 1801

Version: Decembre 2009

SPEIKO -Dr. Speier GmbH, Walther-Rathenau-Straße 59, 33602 Bielefeld
Telefon 0521 770 107-0, Telefax 0521 770 107-22, e-mail: Info@speiko.de,
www.speiko.de

Printed in Germany Imprime en Allemagne

SPEIKO® - Dr. Speier GmbH
Información sobre el producto para el usuario
Por favor, lea detenidamente esta información

Modelo de las arrugas palatinas SPEIKO

Composici6n:

Nuestros modelos de arrugas palatinas estan hechos de plastico flexible, moldeable termieamente y transparente.

Aplicaciones:

Tras ineorporarlos en una pr6tesis del maxilar superior representan una reproducei6n de las arrugas palatinas naturales y pueden usarse varias veces.

Aplicaci6n:

El modelo se hace moldeable con aire ealiente o agua ealiente y se adapta antes de montarlo sobre el modelo de yeso. Para este fin se pueden reeortar los bordes del modelo de las arrugas palatinas en correspondencia al tamario del modelo, se calienta otra vez y se apleia ejereiendo algo de presi6n. Durante los trabajos de montaje se quitan los modelos, se apartan y se guardan. Montar la pr6tesis, como se hace corrientemente, en cera rosa. Tras la prueba en cera de la pr6tesis, se fijara el montaje eon cera sobre el modelo, de modo eircular en los bordes. Repasar el modelo premanufacturado y recortar eorrespondientemente la base de cera. A continuaci6n introducir el modelo en el montaje y encerar limpiamente. Empotrar la pr6tesis, eomo se haee corrientemente y quitar el modelo de las arrugas palatinas despues del esealdado.

Comercial Forma:

Modelo de las arrugas palatinas SPEIKO Inhalt: 6 piezas Orden-No. 1801

Fecha da la informaci6n: Diciambra 2009

SPEIKO -Dr. Speier GmbH, Walther-Rathenau-Straße 59, 33602 Bielefeld
Telefon 0521 770 107-0, Telefax 0521 770 107-22, e-mail: Info@speiko.de,
www.speiko.de

Printed in Germany Imprime en Allemagne

SPEIKO® - Dr. Speier GmbH
Produktinformation für den Anwender
Bitte aufmerksam lesen



Gaumenfaltenschablonen SPEIKO

Zusammensetzung:

Unsere Gaumenfaltenschablonen sind aus flexiblem, thermisch verformbaren und transparenten Kunststoff.

Anwendungsgebiete:

Sie stellen nach Einarbeitung in eine Oberkieferprothesenaufstellung die Nachbildung der natürlichen Gaumenfalten dar und sind mehrfach verwendbar.

Anwendung:

Die Schablone mit Heißluft oder heißem Wasser verformbar machen und vor dem Aufstellen auf das Gipsmodell anpassen. Dazu kann die Gaumenfaltenschablone entsprechend der Größe des Modells an den Rändern zugeschnitten, nochmals erwärmt und angedrückt werden. Während der Aufstellarbeiten die Schablonen entfernen, zur Seite legen und aufbewahren. Prothese wie gewohnt in Rosa-Wachs aufstellen. Nach der Wachseinprobe der Prothese die Aufstellung zirkulär an den Rändern auf dem Modellfestwachsen. Die vorgefertigte Schablone nachzeichnen und die Wachsbasis entsprechend ausschneiden. Dann die Schablone in die Aufstellung einlegen und sauber verwachsen. Prothese wie üblich einbetten und Gaumenfaltenschablone nach dem Ausbrühen entfernen.

Handelsform:

Gaumenfaltenschablonen SPEIKO Inhalt: 6 Stück Bestell-Nr. 1801

Stand der Information: Dezember 2009

SPEIKO -Dr. Speier GmbH, Walther-Rathenau-Straße 59, 33602 Bielefeld
Telefon 0521 770 107-0 , Telefax 0521 770 107-22 , e-mail: Info@speiko.de ,
www.speiko.de

Printed in Germany - Imprime en Allemagne

SPEIKO® - Dr. Speier GmbH
product information for the user
please read carefully



Palate patterns SPEIKO

Composition:

Our palate patterns consist of a flexible, transparent plastic which becomes malleable on heating.

Application:

They are used for upper dentures to show a replica of the natural palatine ridges and are re-usable.

Mode of application:

Make the pattern malleable by using hot air or hot water and place them onto the plaster model before setting up. For doing this the outer edges of the pattern can be cut to the size of the model. Heat again and press the pattern onto the model. Remove the pattern, put it aside and keep it in a safe place whilst setting up. Prepare the denture as usual using pink modeling wax. After the denture's wax trial secure the wax set-up onto the model with wax in a circular pattern. Lay the palate side of the prepared pattern onto the wax base, mark the outlines of the pattern and cut the wax base following the markings. Then insert the pattern into the set-up and neatly adhere wax. Invest the denture as usually and remove the pattern after boiling out.

Commercial product form:

Palata Patterns SPEIKO contents: 6 pcs. Art.-Nr. 1801

Information status: december 2009

SPEIKO-Dr. Speier GmbH, Walther-Rathenau-Straße 59, 33602 Bielefeld
Telefon 0521 770 107-0 , Telefax 0521 770 107-22 , e-mail: Info@speiko.de ,
www.speiko.de

Printed in Germany Imprime en Allemagne