



CE 0482

CALASEPT-SPEIKO

con contraste de rayos X

Composición :

Contiene hidróxido de calcio y sulfato de bario en suspensión acuosa, cloruro de calcio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, agua purificada.

Áreas de aplicación:

- Tratamiento de la dentina libre de caries cercana a la pulpa
- Apósito temporal en el conducto radicular
- Tratamiento de la caries profunda
- Exclusivamente para uso odontológico

Contraindicaciones :

- En caso de apertura de la pulpa en la dentina cariada
- En caso de inflamación de la pulpa
- En caso de hipersensibilidad a los componentes

Efectos secundarios/interacciones:

Si se utiliza del modo previsto, ninguno conocido.

Dosificación, tipo y duración de la aplicación:

Recubrimiento de la pulpa (indirecto):

Se vierten pequeñas cantidades de CALASEPT-SPEIKO sobre un bloque de mezclado y, desde allí, se aplican mediante un instrumento sobre la dentina cercana a la pulpa. Tras la aplicación, la pasta debe compactarse mediante materiales absorbentes de agua (p. ej., pellets de algodón o puntas de papel). A continuación, se recubre herméticamente con un material de obturación de base.

Apósito temporal en el conducto radicular:

Limpiar el conducto radicular con Hypochlorit-SPEIKO 1%, Hypochlorit-SPEIKO 3% o Hypochlorit-SPEIKO 5,25% y secarlo con puntas de papel estériles. Como material de obturación temporal para conductos radiculares, CALASEPT-SPEIKO se puede introducir directamente en el conducto preparado utilizando, p. ej., un léntulo. También es posible aplicar la pasta en el conducto radicular mediante las cánulas desechables suministradas. En caso necesario se puede repetir la aplicación. Debe eliminarse el CALASEPT-SPEIKO antes de la obturación radicular definitiva.

Tratamiento de caries profunda:

Limpiar y secar la cavidad antes de aplicar CALASEPT-SPEIKO en una capa fina. Si se desea una capa más gruesa, aplicar la pasta por capas. Secar brevemente cada capa con un chorro de aire suave. A continuación, aplicar la obturación de base y la obturación.

Observaciones:

Utilización de las cánulas correctas: A fin de evitar el endurecimiento del material, es preciso insertar la cánula desechable en el tapón de goma suministrado.

Utilización de la jeringa para carpules correcta: Recomendamos utilizar una jeringa para carpules no autoaspirante. La jeringa utilizada para CALASEPT-SPEIKO® debe tener un émbolo bien centrado que no pueda moverse lateralmente. No está permitido utilizar jeringas con gancho de aspiración o émbolo en forma de V.

CALASEPT-SPEIKO no debe utilizarse una vez expirada la fecha de caducidad.

Almacenar a temperatura ambiente.

Los informes resumidos sobre seguridad y rendimiento clínico del dispositivo médico están disponibles en la base de datos europea de dispositivos médicos (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Formas comerciales:

2 ampollas cilíndricas con 2,5 g de pasta, 3 cánulas desechables

Art. n.º 1005

25 cánulas desechables Calasept

Art. n.º 1006

Versión: Septiembre de 2026