



CE 0482

CALASEPT-SPEIKO med röntgenkontrastmedel

Sammansättning :

Innehåller kalciumhydroxid och bariumsulfat i en vattenhaltig suspension, kalciumklorid, kaliumklorid, natriumklorid, natriumvätekarbonat, renat vatten.

Användning:

- Behandling av kariesfritt dentin nära pulpan
- Tillfälligt inlägg i rotkanalen
- Behandling av djup karies
- Endast för dentalt bruk

Kontraindikationer:

- Öppning av pulpan i kariöst dentin
- Inflammerad pulpa
- Överkänslighet mot innehållsämnen

Biverkningar/interaktioner:

Dosering, metod och tid för användning.

Användningens dosering, sätt och varaktighet:

Pulpaöverkappning (indirekt):

Små mängder CALASEPT-SPEIKO placeras på ett blandningsblock och appliceras därifrån med hjälp av ett instrument på dentinet nära pulpan. Efter applicering ska pastan komprimeras med vattenabsorberande material, exempelvis bomullspelletts eller pappersspetsar. Täck sedan över ordentligt med basmaterial.

Tillfälligt inlägg i rotkanalen:

Rengör rotkanalen med Hypochlorit-SPEIKO 1 %, Hypochlorit-SPEIKO 3 % eller Hypochlorit-SPEIKO 5,25 % och torka med sterila pappersspetsar. Som tillfälligt fyllnadsmaterial för rotkanaler kan CALASEPT-SPEIKO föras in direkt i den preparerade kanalen med hjälp av exempelvis en lentulonål. Pastan kan även appliceras i rotkanalen med hjälp av de medföljande engångskanylerna. Upprepa användningen vid behov. Innan permanent rotfyllning sker ska CALASEPT-SPEIKO avlägsnas.

Behandling av djup karies:

Rengör och torka kaviteten innan ett tunt lager av CALASEPT-SPEIKO appliceras. Om ett tjockare lager önskas, ska detta appliceras i flera skikt. Torka varje lager en kort stund med ett mjukt luftflöde. Lägg sedan basmaterialet och fyllningen.

Information:

Användning av rätt kanyler: För att förhindra att materialet härdar måste engångskanylen sättas in i medföljande gummiplugg.

Användning av rätt ampullspruta: Vi rekommenderar att en ej självspirande ampullspruta används. Den spruta som används för CALASEPT-SPEIKO måste ha en väl centrerad kolv som inte kan röra sig i sidled. Sprutor med aspirationsshake eller V-formade kolvar får inte användas.

CALASEPT-SPEIKO får inte användas efter utgångsdatumet.

Förvaras i rumstemperatur.

Sammanfattande rapporter om säkerhet och klinisk prestanda för den medicintekniska produkten finns tillgängliga i den europeiska databasen för medicintekniska produkter (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Produktpresentationer:

- 2 cylinderampuller å 2,5 g pasta, 3 engångskanyler
- 25 Calasept-engångskanyler

art.nr 1005
art.nr 1006

Senast uppdaterat: September 2026