



CE 0482

SPEIKOCAL-poeder met röntgencontrast

Samenstelling:

Bevat calciumhydroxide, bariumsulfaat.

Toepassingsgebieden:

- Verzorging van cariësvrij dentine in de buurt van de pulpa
- Tijdelijk inbrengen in het wortelkanaal
- Cariësprefunda-behandeling
- Alleen voor dentaal gebruik

Contra-indicaties:

- Voor pulpa-opening in carieus dentine
- In het geval van inflammatoire pulpaveranderingen
- In geval van overgevoeligheid voor een van de actieve bestanddelen

Bijwerkingen/interacties:

Bij beoogd gebruik geen bijwerkingen/interacties bekend.

Dosering, type en duur van de toepassing:

Meng het SPEIKOCAL-poeder met gedestilleerd water tot een pasta. Breng daartoe water aan op een mengblok, voeg het poeder toe met een spatel en verwerk het tot een homogene pasta. U kunt de consistentie zelf bepalen door naar wens water toe te voegen.

Pulpa-aftopping (indirect):

Breng de van SPEIKOCAL-poeder vervaardigde pasta met een instrument aan op het dentine nabij de pulpa. Na het aanbrengen moet de pasta van SPEIKOCAL-poeder worden gecompriëerd met behulp van waterabsorberende materialen (katoenkorrels of papieren tips). Daarna strak afdekken met een opvulmateriaal.

Tijdelijk inbrengen in het wortelkanaal:

Reinig het wortelkanaal met hypochloriet SPEIKO 1%, hypochloriet SPEIKO 3% of hypochloriet SPEIKO 5,25% en droog het met steriele papieren tips. Als tijdelijk vullingmateriaal voor wortelkanalen kan de van SPEIKOCAL-poeder vervaardigde pasta met behulp van een lentulo in het wortelkanaal worden aangebracht. Indien nodig, kan de toepassing worden herhaald. De calciumhydroxidepasta moet worden verwijderd vóór de definitieve wortelkanaalvulling.

Cariës profunda-behandeling:

Alvorens de pasta van SPEIKOCAL-poeder in een dunne laag aan te brengen, reinigt en droogt u de caviteit. Indien een dikere laag gewenst is, in lagen aanbrengen. Droog elke laag kort met een zachte luchtstroom. Vervolgens de ondervulling en de vulling aanbrengen.

Aanwijzingen:

SPEIKOCAL-poeder mag niet worden gebruikt na de vervaldatum.

Bewaren bij kamertemperatuur.

Samenvattende rapporten over de veiligheid en klinische prestaties van het medisch hulpmiddel zijn beschikbaar in de Europese database voor medische hulpmiddelen (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Handelsvorm:

SPEIKOCAL-poeder Inhoud: 15 g art.-nr. 1050
Toebehoren: doseerlepel voor poeder

Versie: September 2026