



CE 0482

SPEIKOCAL Poudre avec contraste radiographique

Composition :

Contient de l'hydroxyde de calcium, du sulfate de baryum.

Domaines d'application :

- Traitement de la dentine non cariée, proche de la pulpe
- Placement temporaire dans le canal radiculaire
- Traitement des caries profondes
- Réservé à une utilisation dentaire

Contre-indications :

- En cas d'exposition de la pulpe dans la dentine cariée
- Si la pulpe est enflammée
- En cas d'hypersensibilité vis-à-vis de certains ingrédients

Effets secondaires/effets combinés :

Aucun connu en cas d'utilisation conforme.

Dosage, type et durée d'utilisation :

Mélanger la SPEIKOCAL Poudre à de l'eau distillée jusqu'à obtenir une pâte. Pour ce faire, verser l'eau dans le godet de mélange, y ajouter la poudre à l'aide d'une spatule et mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. La consistance peut être déterminée à loisir en ajoutant davantage d'eau.

Coiffage pulpaire (indirect) :

À l'aide d'un instrument, appliquer la pâte obtenue à partir de la SPEIKOCAL Poudre sur la dentine proche de la pulpe. Une fois appliquée, la pâte obtenue à partir de la SPEIKOCAL Poudre doit être consolidée à l'aide de matériaux absorbant l'eau (morceau de coton ou bouts de papier). Recouvrir ensuite de façon étanche à l'aide d'une matière de remplissage.

Placement temporaire dans le canal radiculaire :

Nettoyer le canal radiculaire avec Hypochlorite-SPEIKO 1 % ou Hypochlorite-SPEIKO 3 % ou Hypochlorite-SPEIKO 5.25 % et le sécher à l'aide de bouts de papier stériles. La pâte obtenue à partir de la SPEIKOCAL Poudre peut, en tant que matériau de remplissage temporaire pour canaux radiculaires, être appliquée dans le canal radiculaire à l'aide d'un lentulo. L'opération peut être répétée si nécessaire. La pâte d'hydroxyde de calcium doit être retirée avant le remplissage radiculaire définitif.

Traitement des caries profondes :

Avant d'appliquer en fine couche la pâte obtenue à partir de la SPEIKOCAL Poudre, nettoyer puis assécher la cavité. Si une couche plus épaisse est requise, appliquer la pâte par couches successives. Sécher brièvement chaque couche à l'aide d'un flux d'air doux. Procéder ensuite au remplissage.

Remarques :

SPEIKOCAL Poudre ne peut plus être utilisé une fois sa date de péremption expirée.

Stockage à température ambiante.

Des rapports de synthèse sur la sécurité et les performances cliniques du dispositif médical sont disponibles dans la base de données européenne des dispositifs médicaux (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Présentation :

SPEIKOCAL Poudre Contenu : 15 g n° d'art. 1050

Accessoire : Cuiller de dosage de la poudre

Mise à jour des informations : Septembre 2026