



CE 0482

SPEIKOCAL Pulver mit Röntgenkontrast

Zusammensetzung:

Enthält Calciumhydroxid, Bariumsulfat.

Anwendungsgebiete:

- Versorgung des kariesfreien, pulpanahen Dentins
- Temporäre Einlage im Wurzelkanal
- Caries profunda-Behandlung
- Nur für den dentalen Gebrauch

Gegenanzeigen:

- Bei Pulpaeröffnung im kariösen Dentin
- Bei entzündlich veränderter Pulpa
- Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Das SPEIKOCAL Pulver mit destilliertem Wasser zu einer Paste anmischen. Dazu Wasser auf den Anmischblock geben, das Pulver mit einem Spatel dazu geben und zu einer homogenen Paste verarbeiten. Die Konsistenz kann durch individuelle Zugabe von Wasser selbst bestimmt werden.

Pulpaüberkappung (indirekte):

Die aus dem SPEIKOCAL Pulver hergestellte Paste mit einem Instrument auf das pulpanahe Dentin applizieren. Nach der Applikation sollte die aus dem SPEIKOCAL Pulver hergestellte Paste durch wasserabsorbierende Materialien (Baumwollpellets oder Papierspitzen) verdichtet werden. Danach wird mit einem Unterfüllungswerkstoff dicht abgedeckt.

Temporäre Einlage im Wurzelkanal:

Wurzelkanal mit Hypochlorit-SPEIKO 1 %, Hypochlorit-SPEIKO 3 % oder Hypochlorit-SPEIKO 5,25 % reinigen und mit sterilen Papierspitzen trocknen. Als temporäres Füllungsmaterial für Wurzelkanäle kann die aus dem SPEIKOCAL Pulver hergestellte Paste mit Hilfe von einem Lentulo in den Wurzelkanal appliziert werden. Falls erforderlich, kann die Anwendung wiederholt werden. Vor der definitiven Wurzelfüllung sollte die Calciumhydroxidpaste entfernt werden.

Caries profunda-Behandlung:

Bevor die aus dem SPEIKOCAL Pulver hergestellte Paste in dünner Schicht aufgetragen wird, die Kavität reinigen und trocknen. Falls eine dickere Schicht erwünscht ist, schichtweise auftragen. Jede Schicht kurz mit einem sanften Luftstrom trocknen. Anschließend die Unterfüllung und Füllung legen.

Hinweise:

SPEIKOCAL Pulver darf nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für das Medizinprodukt sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) hinterlegt.

Handelsform:

SPEIKOCAL Pulver Inhalt: 15 g Art.-Nr. 1050
Zubehör: Dosierlöffel für Pulver

Stand der Information: September 2026