



CE 0482

SPEIKOCAL
mit Röntgenkontrast

Zusammensetzung:

Enthält Calciumhydroxid und Bariumsulfat in wässriger Suspension, Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

- Versorgung des kariesfreien, pulpanahen Dentins
- Temporäre Einlage im Wurzelkanal
- Caries profunda-Behandlung
- Nur für den dentalen Gebrauch

Gegenanzeigen:

- Bei Pulpaeröffnung im kariösen Dentin
- Bei entzündlich veränderter Pulpa
- Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Pulpaüberkappung (indirekte):

Kleine Mengen Paste werden auf einen Anmischblock gegeben und von dort mit einem Instrument auf das pulpanahe Dentin appliziert. Nach der Applikation sollte die Paste durch wasserabsorbierende Materialien (Baumwollpellets oder Papierspitzen) verdichtet werden. Danach wird mit einem Unterfüllungswerkstoff dicht abgedeckt.

Temporäre Einlage im Wurzelkanal:

Wurzelkanal mit Hypochlorit-SPEIKO 1%, Hypochlorit-SPEIKO 3% oder Hypochlorit-SPEIKO 5,25% reinigen und mit sterilen Papierspitzen trocknen. Als temporäres Füllungsmaterial für Wurzelkanäle kann SPEIKOCAL mit Hilfe von einem Lentulo oder den beiliegenden Einwegkanülen in den Wurzelkanal appliziert werden. Falls erforderlich, kann die Anwendung wiederholt werden. Vor der definitiven Wurzelfüllung sollte die Calciumhydroxidpaste entfernt werden.

Caries profunda-Behandlung:

Bevor SPEIKOCAL in dünner Schicht aufgetragen wird, die Kavität reinigen und trockenlegen. Falls eine dickere Schicht erwünscht ist, schichtweise auftragen. Jede Schicht kurz mit einem sanften Luftstrom trocknen. Anschließend die Unterfüllung und Füllung legen.

Hinweise:

Um ein Aushärten des Materials zu verhindern, muss nach Gebrauch unbedingt die Schutzkappe wieder auf die Spritze aufgeschraubt werden.

SPEIKOCAL darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für das Medizinprodukt sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) hinterlegt.

Handelsform:

SPEIKOCAL	Inhalt: 4,5 g	Art.-Nr. 1055
Zubehör: 3 Einwegkanülen		

Stand der Information: September 2026