



CE 0482

SPEIKOCAL

con contraste radiológico

Composición:

Contiene hidróxido de calcio y sulfato de bario en suspensión acuosa, cloruro de calcio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, agua purificada.

Áreas de aplicación:

- Tratamiento de la dentina libre de caries cercana a la pulpa
- Apósito temporal en el conducto radicular
- Tratamiento de la caries profunda
- Exclusivamente para uso odontológico

Contraindicaciones:

- En caso de apertura de la pulpa en la dentina cariada
- En caso de inflamación de la pulpa
- En caso de hipersensibilidad a uno de los componentes

Efectos secundarios/interacciones:

Si se utiliza del modo previsto, ninguno conocido.

Dosificación, tipo y duración de la aplicación:

Recubrimiento de la pulpa (indirecto):

Se vierten pequeñas cantidades de pasta sobre un bloque de mezclado y, desde allí, se aplican mediante un instrumento sobre la dentina cercana a la pulpa. Tras la aplicación, la pasta debe compactarse mediante materiales absorbentes de agua (pellets de algodón o puntas de papel). A continuación, se recubre herméticamente con un material de obturación de base.

Apósito temporal en el conducto radicular:

Limpiar el conducto radicular con Hypochlorit-SPEIKO 1%, Hypochlorit-SPEIKO 3% o Hypochlorit-SPEIKO 5,25% y secarlo con puntas de papel estériles. Por medio de un éntulo o utilizando las cánulas desechables suministradas, SPEIKOCAL puede aplicarse en el conducto radicular como material de obturación temporal para conductos radiculares. Es caso necesario se puede repetir la aplicación. Debe eliminarse la pasta de hidróxido de calcio antes de la obturación radicular definitiva.

Tratamiento de caries profunda:

Limpiar y secar la cavidad antes de aplicar SPEIKOCAL en una capa fina. Si se desea una capa más gruesa, aplicar la pasta por capas. Secar brevemente cada capa con un chorro de aire suave. A continuación, aplicar la obturación de base y la obturación.

Observaciones:

Para evitar el endurecimiento del material, es imprescindible volver a enroscar la caperuza protectora sobre la jeringa después del uso.

Speikocal no debe utilizarse una vez expirada la fecha de caducidad.

Almacenar a temperatura ambiente.

Los informes resumidos sobre seguridad y rendimiento clínico del dispositivo médico están disponibles en la base de datos europea de dispositivos médicos (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Forma comercial:

Jeringa de pasta con 4,5 g y 3 cánulas desechables Art. n.º 1055

Versión: Septiembre de 2026