



**SPEIKOCAL**  
met röntgencontrast

CE 0482

**Samenstelling:**

Bevat calciumhydroxide en bariumsulfaat in waterige suspensie, calciumchloride, kaliumchloride, natriumchloride, gezuiverd water.

**Toepassingsgebieden:**

- Verzorging van cariësvrij dentine in de buurt van de pulpa
- Tijdelijk inbrengen in het wortelkanaal
- Cariësprefunda-behandeling
- Alleen voor dentaal gebruik

**Contra-indicaties:**

- Voor pulpa-opening in carieus dentine
- In het geval van inflammatoire pulpaveranderingen
- In geval van overgevoeligheid voor een van de actieve bestanddelen

**Bijwerkingen/interacties:**

Bij beoogd gebruik geen bijwerkingen/interacties bekend.

**Dosering, type en duur van de toepassing:**

**Pulpa-aftopping (indirect):**

Er worden kleine hoeveelheden pasta op een mengblok gedaan en van daaruit met een instrument aangebracht op het dentine in de buurt van de pulpa. Na het aanbrengen moet de pasta worden gecompriëerd met behulp van waterabsorberende materialen (katoenkorrels of papieren tips). Daarna strak afdekken met een opvulmateriaal.

**Tijdelijk inbrengen in het wortelkanaal:**

Reinig het wortelkanaal met hypochloriet SPEIKO 1%, hypochloriet SPEIKO 3% of hypochloriet SPEIKO 5,25% en droog het met steriele papieren tips. Als tijdelijk vullingsmateriaal voor wortelkanalen kan SPEIKOCAL met behulp van een lentulo of de meegeleverde wegwerpcanules in het wortelkanaal worden aangebracht. Indien nodig, kan de toepassing worden herhaald. De calciumhydroxidepasta moet worden verwijderd vóór de definitieve wortelkanaalvulling.

**Cariës profunda-behandeling:**

Alvorens SPEIKOCAL in een dunne laag aan te brengen, reinigt en droogt u de caviteit. Indien een dikkere laag gewenst is, in lagen aanbrengen. Droog elke laag kort met een zachte luchtstroom. Vervolgens de ondervulling en de vulling aanbrengen.

**Aanwijzingen:**

Om uitharding van het materiaal te voorkomen, moet de beschermcap na gebruik zo snel mogelijk weer op de spuit worden geschroefd.

SPEIKOCAL mag niet worden gebruikt na de vervaldatum.

Bewaren bij kamertemperatuur.

Samenvattende rapporten over de veiligheid en klinische prestaties van het medisch hulpmiddel zijn beschikbaar in de Europese database voor medische hulpmiddelen (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

**Handelsvorm:**

Pastaspuit met 4,5 g en 3 wegwerpcanules

art.-nr. 1055

Versie: September 2026