



CE 0482

SPEIKOCAL
med röntgenkontrast

Sammansättning:

Innehåller kalciumhydroxid och bariumsulfat i en vattenhaltig suspension, kalciumklorid, kaliumklorid, natriumklorid, renat vatten.

Användning:

- Behandling av kariesfritt dentin nära pulpan
- Tillfälligt inlägg i rotkanalen
- Caries profunda-behandling
- Endast för dental användning

Kontraindikationer:

- Öppning av pulpan i kariöst dentin
- Inflammerad pulpa
- Överkänslighet mot något av innehållsämnen

Biverkningar/interaktioner:

Inga kända vid användning för avsett ändamål.

Användningens dosering, sätt och varaktighet:

Pulpaöverkappning (indirekt):

Placera en liten mängd pasta på ett blandningsblock och applicera den därifrån på dentinet nära pulpan med ett instrument. Efter applicering ska pastan komprimeras med vattenabsorberande material (bomullspelletts eller pappersspetsar). Täck sedan över ordentligt med basmaterial.

Tillfälligt inlägg i rotkanalen:

Rengör rotkanalen med Hypochlorit-SPEIKO 1 %, Hypochlorit-SPEIKO 3 % eller Hypochlorit-SPEIKO 5,25 % och torka med sterila pappersspetsar. Som tillfälligt fyllnadsmaterial för rotkanaler kan SPEIKOCAL appliceras i rotkanalen med hjälp av en lentulonål eller medföljande engångskanyler. Upprepa processen vid behov. Före permanent rotfyllning ska kalciumhydroxid-pastan avlägsnas.

Caries profunda-behandling:

Rengör och torka kaviteten innan du applicerar ett tunt lager SPEIKOCAL. Om ett tjockare lager önskas, ska detta appliceras i flera skikt. Torka varje lager en kort stund med ett mjukt luftflöde. Lägg sedan basmaterialet och fyllningen.

Information:

För att materialet inte ska härda är det viktigt att skruva tillbaka skyddslocket på sprutan efter användning.

SPEIKOCAL får inte användas efter utgångsdatumet.

Förvaring i rumstemperatur.

Sammanfattande rapporter om säkerhet och klinisk prestanda för den medicintekniska produkten finns tillgängliga i den europeiska databasen för medicintekniska produkter (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

Produktpresentation:

Pastaspruta med 4,5 g och 3 engångskanyler art.nr 1055

Senast uppdaterat: September 2026