



Tamponade ungetränkt

Zusammensetzung:

Enthält 100 g Baumwolle.

Anwendungsgebiete:

- Nur von Fachpersonal für Anwendung während einer Behandlung anzuwenden
- Nur für den dentalen Gebrauch

Gegenanzeigen:

- Bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch keine bekannt

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Die benötigte Menge Tamponadestreifen wird mit einer sterilisierten, scharfen Schere von der Rolle abgeschnitten und angewendet.

Die restliche Tamponade ungetränkt wird sofort nach Entnahme der benötigten Menge in das Kunststoffbehältnis gepackt und fest verschlossen. Damit wird eine Verunreinigung/Kontamination der Restmenge Tamponade ungetränkt verhindert.

Hinweise:

Tamponade ungetränkt ist 3 Jahre bei einer Lagerung bei Raumtemperatur haltbar. Die Packung ist trocken zu lagern.

Nach der Verwendung ist die Tamponade ungetränkt zur Vermeidung von Verunreinigungen/Kontamination sofort in das Kunststoffbehältnis zu verbringen.

Tamponade ungetränkt darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Handelsform:

Packung Inhalt: 5m x 1cm Tamponade ungetränkt Inhalt: 1 Stück Art.-Nr. 1065